



# FONA XDC



Dental Technology Specialist

145 Nguyễn Chí Thanh  
Q.5, TP. HCM  
ĐT: 39 57 54 76  
www.dentech.vn

Để biết thêm chi tiết, vui lòng vào website của công ty -  
www.fonadental.com



Dental Technology Specialist

Nhà phân phối chính thức các sản phẩm FONA DENTAL



# FONA XDC

ĐƠN GIẢN, TIN CẬY VÀ ỔN ĐỊNH

Với công nghệ DC tiên tiến, thiết kế sử dụng linh hoạt, dễ dàng và ổn định mang lại hình ảnh chất lượng cao, giúp việc chẩn đoán chính xác.

## Công nghệ tiên tiến DC (cao tần)

Fona XDC sử dụng công nghệ DC với tiêu điểm 0.4 cho ra hình ảnh đảm bảo chất lượng và có liều lượng chiếu xạ thấp cho bệnh nhân. Hình ảnh rõ nét giúp cho bạn chẩn đoán một cách chính xác.



## Linh hoạt

Fona XDC được thiết kế cho cả chân đẩy di động và gắn tường với 4 khớp nối cánh tay giúp linh hoạt trong việc thao tác.



## Định vị dễ dàng và ổn định

Đầu đèn được gắn với cánh tay một cách vững chắc, vị trí di chuyển của đầu đèn được định vị dễ dàng và ổn định giúp cho việc thao tác một cách chính xác và giữ đúng vị trí định vị cần chụp.



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu phát tia	Direct Current (DC)
Tiêu điểm	0.4 (IEC 336/1997)
Tube voltage	60 kV / 70 kV (selectable)
Tube current	7 mA
Nguồn điện sử dụng	100 / 230 V, 50/60 Hz
Tiêu điểm - khoảng cách vùng da	Standard 20 cm (optional 30 cm)
Thời gian phát tia	0.01 – 3.2 s
Chương trình chụp cho bệnh nhân	Adult, Child
Số chương trình giải phẫu cài đặt trước	9
Sử dụng kết hợp với các loại xử lý hình ảnh x-ray khác	Film, Phosphor Plate, Sensor
Kích thước cánh tay sử dụng với SSD 20 cm (loại có tiêu điểm - khoảng cách vùng da 20cm)	143 cm – with short extension arm (30 cm) 173 cm – with medium extension arm (60 cm) 193 cm – with long extension arm (80 cm) 213 cm – with extra long extension arm (100 cm)
Kích thước cánh tay sử dụng với SSD 30 cm	133 cm – with short extension arm (30 cm) 163 cm – with medium extension arm (60 cm) 183 cm – with long extension arm (80 cm) 203 cm – with extra long extension arm (100 cm)

