

## ĐỘNG CƠ MAXSO AIR MOTOR MAXSO E600 P | HẤP TIỆT TRÙNG ĐƯỢC

- Hoạt động hiệu quả, giảm thiểu các rung động của lựa xoắn.
- Tiện lợi & bền bỉ: sử dụng được với nồi hấp áp suất khử trùng với nhiệt độ tối đa tại 135°C.
- Thiết lập dễ dàng với khớp nối đơn giản.

**NHẸ HƠN, DỄ SỬ DỤNG HƠN VÀ  
THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Trọng lượng nhẹ	77g
Lực torque	3.4 Ncm
Hiệu suất cao	Tốc độ quay từ 2,000 - 40,000 vòng/ phút
Van điện	AC 24V/ DC36
Kích thước	127 (rộng) x 149 (dài) x 54 (cao) (mm)
Mức ồn	<60dB

MÔ TẢ	MÃ SỐ
E600P Portable Electric Handpiece System (NEW)	MT6001