

## TAY KHOAN PHẪU THUẬT SIÊU TỐC MAXSO M200 SURGICAL 45

- **Maxso M200 Surgical 45** dễ tiếp cận và dễ quan sát vùng mài cắt để biến việc điều trị không căng thẳng thành hiện thực.
- Công suất 20W giúp mài cắt nhanh hơn và ống xả phía sau để tăng độ an toàn cho bệnh nhân. Đầu tay khoan gấp góc độ 45 giúp tiếp cận vùng làm việc rất đơn giản.
- Hãy để chính bạn được trải nghiệm sự khác biệt giữa điều bình thường và phi thường.

- **1 tia phun nước**
- **Không đèn**



MODEL M200-45/M4

MÃ SỐ HP2010



### MỘT TIA NƯỚC

Dòng nước chảy (không phun sương) để làm mát mũi khoan hoàn hảo và dễ quan sát.



### VỆ SINH

Khí thổi phía sau ngăn ngừa nhiễm bẩn vào vùng mài cắt.



### CÔNG SUẤT

Lực kẹp của ngàm giữ mạnh mẽ để ngăn trượt và cải thiện công suất với mô-men xoắn 20W.



### TIẾP CẬN

Thiết kế đầu 45° để tiếp cận dễ dàng các răng hàm ở phía trong.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Kích thước đầu	10.8mm x 13.0mm (Chiều rộng x Chiều cao)
Head Angle	45°
Áp suất không khí (PSI)	40-60
Công suất (WATT)	20
Tốc độ (RPM)	400,000
Ø / max. length (MM)	1.6 / 25
Loại mở mũi khoan	Nút bấm
Tia nước	1 tia
Bộ phận quay	FG mũi khoan theo tiêu chuẩn EN ISO 1797-1