

TAY KHOAN PHẪU THUẬT SIÊU TỐC AIRLIGHT M800 SURGICAL 45

- **AirLight M800 Surgical 45** để quan sát và dễ tiếp cận vùng mài cắt để biến việc điều trị không căng thẳng thành hiện thực.
- Công suất 22W giúp mài cắt nhanh hơn và ống xả phía sau gia tăng độ an toàn cho bệnh nhân. Đầu tay khoan gấp góc độ 45 độ nên tiếp cận vùng làm việc dễ dàng.
- Đầu tay khoan có đèn LED trực tiếp bên trong chiếu sáng cho khu vực làm việc mà không cần sử dụng sợi quang.
- Đầu có góc nghiêng 45 độ, đèn LED trực tiếp kết hợp 3 tia nước. cho bạn được trải nghiệm sự khác biệt giữa điều bình thường và điều phi thường.

- **3 tia phun nước**
- **Có đèn**



MODEL M800-45/M4

MÃ SỐ HP3048



MODEL M800-45/PD

MÃ SỐ HP6038



MÃ SỐ HP6008

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nhiệt độ màu (K)	5,500
Độ sáng (LUX)	45°
Kích thước đầu (Rộng x Cao)	10.8mm x 13.0mm
Áp suất không khí (PSI)	40-60
Công suất (WATT)	22
Tốc độ (RPM)	410,000
Φ /chiều dài tối đa (MM)	1.6/25
Loại mở mũi khoan	Nút bấm
Tia nước	3 tia nước

GLED